

RESINAS TERMO

VERTEX RAPID SIMPLIFIED resina para completas



Indicaciones:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales

Descripción:

Rapid Simplified es un material termopolimerizable y forma una base sólida para las dentaduras completas y parciales.

La técnica adecuada para la Rapid Simplified es el enmuflado.

Este acrílico libre de cadmio, tiene una polimerización rápida, de 20 minutos, (también es posible trabajarla con el sistema lento de toda la noche).

La mufla se ha de introducir en agua hirviendo.

Presentaciones:

Polvo: envases de 150, 500, 1000, 2000, 4000, 10000 i 25000 gr.

Líquido: envases de 75, 250, 500, 1000, 2000, 5000 i 12500 ml.

IMPLACRYL resina de alto impacto



Indicaciones:

- Resina de alto impacto - irrompible

Descripción:

Vertex™ Implacryl es una resina de curado térmico extra fuerte, desarrollada para la confección de prótesis completas y parciales sobre implantes.

La técnica de presión es la adecuada para la resina Vertex- Implacryl.

La Vertex Dental Academy recomienda el uso de esta resina para prevenir las roturas de la prótesis, debidas al poco espacio disponible.

Presentaciones:

Polvo: envases de 150, 500 i 1000 gr.

Líquido: envases de 75, 250 i 500 ml

VERTEX SOFT resina blanda para rebases



Indicaciones:

- Resina blanda para rebases de prótesis nuevas o viejas

Descripción:

Vertex™ Soft es un acrílico blando y flexible de curado en caliente, que tiene una excelente adhesión tanto en dentaduras nuevas como a las ya utilizadas.

Es un material duradero y de fácil acabado y pulido.

Presentaciones:

Polvo: envases de 200, 500 i 1000 gr.

Líquido: envases de 100, 250 i 500 gr.