

DIAFUTUR®



Velocidad/Vitesse
30' - 300000 rpm / tpm



Pin no diamantado,
evita lesión del margen
gingival.




- 1 - Desgaste de los puntos de contacto mesial-distal (sin riesgo de heridas).
- 2 - Determinación del borde de preparación.
- 3 - Para el desgaste circular sin arruinar los hombros.
- 4 - Para un esmerilado exacto del borde de preparación circular, con ayuda de un pin de guía de precisión.

F:	KL/hl:	508	001	198	508
d:	P:	014	014	016	016
Número de pedido:		8	-	8	9
Référence:		3	1	3	3
Set		531575	530028	531535	531555
			530022		531556

F:	508	001	198	508	508
d:	014	016	021	021	021
KL/hl:	8	-	8	9	9
P:	3	1	3	9	9
Set	531575	530038	531545	531565	531566
			531022		532022

Diafutur® la nueva tecnología de preparación Diafutur® – La nouvelle technique de préparation



Tecnología diamantada de 2 capas
Diamants FG en deux couches