

TÈCNiques DE POLIT

Uporal® C + D

ATENCIÓ!
màx. 1' - 3000 rpm

Uporal® C

- Per metalls i amalgama
- El polidor profilactic ideal
- No necessita pasta de polir

Uporal® D

- La fibra dura impreganda amb Diadurit® és més efectiva per ceràmiques, resines compostes, compòmers, ceròmers i similars.

Aquests polidors són tot el que vostè necessita per a treballs de polit. Polidors especials fabricats de fibra hidròfuga i impregants amb carbur de silici ó Diadurit® i auto-clavables fins a 134° C.

ISO Nr.:
653 204...
fins 10-20 seg.

Velocitat
1000 - 3000 rpm / tpm

Forma	541	543	set	541	542	165	542	set
Ø 1/10 mm	070	135	1 peça de cada	070	045	135	045	1 peça de cada (copa/punta)
recanvis qt.	2	2		2	2	2	2	
	800949	800939	800909	801989	801999	801979	802019	801909

492 ultrafina

Diafix®-Oral

ISO Nr.:
010 204 ...
fins 5 - 15 seg.

Velocitat
1000 - 3000 rpm / tpm

Forma	372	371	
Ø 1/10 mm	090	090	
h 1/10 mm	030	015	
recanvis qt.	12	12	
	80099	81099	82099

assortit de 6 peces de cada set


491 ultrafina

D'un sol ús no esterilitzables!
Tractar unicament amb desinfectant!
Polidors de feltre impregants amb diamant (3-5 µ), muntats i amb aroma e menta.

TÈCNIQUES DE POLIT



RTS-Intro-Set C



999000

RTS-Intro-Set C

- 12 instruments
- 1 freser (esterilitzable fins a 134°C)

Referència	codi ISO	forma	mida del grà	Ø 1/10 mm
532020	806 314	140	504	010
532100	806 314	165	504	014
532 040	806 314	243	504	022
532120	806 314	248	504	014
800 94	653 204	541	492	070
800 93	653 204	543	492	135
☒ 800 92	010 204	372	491	090
☒ 810 92	010 204	371	491	090

RTS-Intro-Set D



999002

RTS-Intro-Set D

- 12 instruments
- 1 freser (esterilitzable fins a 134°C)

El primer sistema de polit que és adequat per a molts materials: resines compostes, compòmers, polyglas, ceròmers, ceràmiques, ionòmers de vidre i similars.

L'extremadament ràpida elaboració amb Uporal® funciona de manera òptima si s'efectua l'acabat amb els instruments diamantats espiralitzats Ultra-Light prèviament.

Referència	codi ISO	forma	mida del grà	Ø 1/10 mm
532020	806 314	140	504	010
532100	806 314	165	504	014
532040	806 314	243	504	022
532120	806 314	248	504	014
801980	653 204	541	492	070
801990	653 204	542	492	045
☒ 800 92	010 204	372	491	090
☒ 810 92	010 204	371	491	090