

## Protocol d'ús **Papacárie Duo**



1. Realitzar una radiografia diagnòstica periapical o interproximal.
2. Netejar la zona a tractar amb aigua.
3. Aïllament relatiu amb tampons de cotó i aspiració.
4. Posar el gel en un got Dappen o en el guant i portar-lo a la cavitat amb la cureta.
5. Aplicar el gel i esperar que la càries s'estovi (de 30 a 60 segons).
6. Raspar la dentina cariada mitjançant moviments pendulars d'escombrat amb cureta roma.
7. Reaplicar el gel sempre que sigui necessari fins a l'eliminació completa de el teixit corcats.
8. Inspecció de la textura restant de la dentina.
9. Neteja de la cavitat amb aigua.
10. Restauració segons procediment habitual.
11. Realitzar radiografia de comprovació.

