

DIAFUTUR®



Pin no adiamantat, evita la lesió del marge gingival.

Velocitat
30' - 300000 rpm / tpm



- 1 - Desgast dels punts de contacte mesial-distal (sense risc de ferides).
- 2 - Determinació de la vora de preparació.
- 3 - Per al desgast circular sense arruïnar les espatlles.
- 4 - Per a un esmerilat exacte de la vora de preparació circular, amb ajuda d'un pin de guia de precisió

F:	KL/hl	508	001	198	508
d:	P:	014	014	016	016
Referència per comandes:		8	-	8	9
		3	1	3	3

Set
531575 530028 531535 531555 531556

530022


F:	508	001	198	508	508
d:	014	016	021	021	021
Set 1+2					
KL/hl:	8	-	8	9	9
P:	3	1	3	9	9

531575 530038 531545 531565 531566

531022

532022

Diafutura® La nova tecnologia en preparació



Tecnologia adiamantada de 2 capes