



Vulkan® Tissue Care és un sistema de additaments dissenyats per preservar el teixit connectiu i garantir una completa flexibilitat restauradora i quirúrgica.

Els additaments Tissue Care simplifiquen dràsticament el procediment restaurador traslladant la plataforma protètica dels implants Vulkan® Conical Connection del nivell ossi al nivell tissular, quedant a la seva posició durant tot el procediment restaurador i durant la vida útil de la restauració.

Aquesta nova posició de la plataforma restauradora permet que el teixit tou quedi intacte i faciliti un procés de cicatrització òptim.



Preservació dels teixits tous

Els additaments **Tissue Care** romanen en la seva posició des de la col·locació de l'implant fins a la finalització de l'procediment restaurador i la vida útil de la restauració.

Simplificació

Els additaments **Tissue Care** traslladen la plataforma protèsica de l'implant Vulkan® Conical Connection del nivell ossi al nivell tissular, facilitant la unió de components protèsics i la presa d'impressió.

Vulkan® Tissue Care per Conical Connexion



Conjunt Pilar Recte + Cargol Tissue Care



25 Ncm

 h1.5 mm VCON14N0015-X	 h2.5 mm VCON14N0025-X	 h3.5 mm VCON14N0035-X	 h4.5 mm VCON14N0045-X
--	--	---	--

Vulkan® Tissue Care per Hexàgon Intern

Conjunt Pilar Recte + Cargol Tissue Care

(Titani Grau 5)

25 Ncm (máx.)

 h2 mm VINH14N0020-X	 h3 mm VINH14N0030-X	 h4 mm VINH14N0040-X
---	---	--



Vulkan® Tissue Care peces comunes

Pròtesi caragolada

Calcinable Tissue Care



TCS0400

Pilar de Sobrecolat Tissue Care



TCS0500

Pilar Provisional Tissue Care



TCS0600

Cargol protètic Tissue Care



TCS0957T Unigrip
TCS0956T Cargol 1.27



TCS0957T Unigrip
TCS0956T Cargol 1.27

Cicatrització

Tap de Cicatrització Tissue Care

(Titani Grau 5)



TCS0102

Impressió

Coping d'Impressió Tissue Care

(Titani Grau 5)



TCS201 Tornillo 1.27
TCS202 Unigrip

Rèplica Tissue Care

(Acer Inox)



TCS0300