



Especificaciones técnicas

Vulkan® Tissue Care es un sistema de aditamentos diseñados para preservar el tejido conectivo y garantizar una completa flexibilidad restauradora y quirúrgica.

Los aditamentos Tissue Care simplifican drásticamente el procedimiento restaurador trasladando la plataforma protésica de los implantes Vulkan® Conical Connection del nivel óseo al nivel tisular, permaneciendo en su posición durante todo el procedimiento restaurador y durante la vida útil de la restauración.

Esta nueva posición de la plataforma restauradora permite que el tejido blando quede intacto y facilite un proceso de cicatrización óptimo.



Preservación de los tejidos blandos

Los aditamentos **Tissue Care** permanecen en su posición desde la colocación del implante hasta la finalización del procedimiento restaurador y la vida útil de la restauración.

Simplificación

Los aditamentos **Tissue Care** trasladan la plataforma protésica del implante Vulkan® Conical Connection del nivel óseo al nivel tisular, facilitando la unión de componentes protésicos y la toma de impresión.

Vulkan® Tissue Care para Conical Connexion



Conjunto Pilar Recto + Tornillo Tissue Care



Vulkan® Tissue Care para Hexágono Interno

Conjunto Pilar Recto + Tornillo Tissue Care

(Titanio Grado 5)



Vulkan® Tissue Care piezas comunes

Prótesis Atornillada

Calcinable Tissue Care

Pilar de Sobrecolado Tissue Care

Pilar Provisional Tissue Care

Tornillo protésico Tissue Care



TCS0400



TCS0500



TCS0600



TCS0957T Unigrip
TCS0956T Tornillo 1.27



TCS0957T Unigrip
TCS0956T Tornillo 1.27



Cicatrización

Impresión

Tapón de Cicatrización Tissue Care

(Titanio Grado 5)



TCS0102

Coping de Impresión Tissue Care

(Titanio Grado 5)



TCS201 Tornillo 1.27
TCS202 Unigrip

Réplica Tissue Care

(Acero Inox)



TCS0300